



Cue2Walk

Vrijheid om te bewegen.
Vanzelfsprekend.

Cue2Walk

www.cue2walk.nl




'OFF' phase



'ON' phase




On en Off fases over tijd




Compensatie strategieën

55 OMWEGGETJES WAARMEE PARKINSON PATIENTEN FREEZING OMZEILEN



Visual cueing, 'OFF' phase



Rhythmic auditory cueing, 'OFF' phase



Cueing is een bewezen methode om Freezing of Gait te doorbreken door bewust bewegen te stimuleren

3 types cueing

Auditief (o.a. metronoom, tellen)

Visueel (o.a. laserlijn, voegen)

Haptisch (o.a. vibratie, tikken)



Auditive



Visual



Haptic

Cueing toepassen

Continue

Manueel



Continuous



Manual

Moeilijk toepassen in dagelijks leven



De Cue2Walk

Comfortabele Strap

- Eenvoudig om en af te doen
- Verstelbaar (335- 450 mm)
- Onder of over de kleding

Klein en lichtgewicht

- Afmeting: 17x 44 x 64 mm
- Gewicht: 31 grams

USB-C Oplaadbaar

- Opgeladen in 2 uur
- Gebruik tot 2 dagen

Cue activatie (aan/uit)

- Auditief (ritmisch geluid)
- Haptisch (ritmische trilling)

Eenvoudige bediening

- Intuïtieve LED bediening
- Grote bedieningsknop (aan/uit)



Medical Device Class I



Bewust bewegen



Controle terugkrijgen



Bewust bewegen



Controle behouden




Controle behouden



De Cue2Walk

Een simpel, draagbaar apparaat,
dat mensen met Parkinson in staat stelt
actief te blijven met gebruik van Smart Technologie



Medical Device Class I



Medical Delta - Proof It Award 2016
ParkinsonNet Innovation Award 2016-17
Zorginnovatieprijs Zuid Holland 2021



Effect van de Cue2Walk in het dagelijks leven

- 75% ervaart een vermindering in de intensiteit van een Freeze
- 75% ervaart een vermindering van valincidenten
- 62% ervaart een toename in zelfvertrouwen omtrent bewegen
- Vragenlijst over eigen gezondheid neemt toe van 5.1 naar 6.2 (EQ-5D 0-10 VAS scale)
- Gemiddelde gebruikperiode was 5,9 maanden met een gemiddeld dagelijks gebruik van 8,9 uur per dag.

Cue2Walk in beeld



Quote PwP, Ruud van der Horst:

"...het gebruik van de Cue2Walk geeft me meer vertrouwen in beweging en verminderd mijn val incidenten... Ik ervaar meer grip op activiteiten die voorheen lastig waren."



Quote PwP, Maarten van 't Land:

"De Cue2Walk stelt me in staat een Freeze sneller te overwinnen. Dit geeft mij een meer kwaliteit van leven en voorkomt een social isolomet."



De procedure



Intake

Vragenlijst
Intake gesprek met behandelaar

Vrijblijvend

Toepassingsfase

Aanmeten en instellen Cue2Walk
Functioneel oefenen met behandelaar

Aanschaf Cue2Walk (€595 incl. BTW)

Eindevaluatie

Eindgesprek met
behandelaar

* Na een succesvolle intake en GO beslissing blijft ongeveer 85% de Cue2Walk gebruiken.





Cue2Walk

**Vrijheid om te bewegen.
Vanzelfsprekend.**

Cue2Walk

www.cue2walk.nl

